

### English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy your new Braun Oral-B appliance.

The Braun Oral-B Plak Remover was developed together with leading dental professionals to effectively remove plaque from the critical areas of your teeth. Plaque is the bacterial film which forms on your teeth and can lead to tartar, gum disease and caries if not removed thoroughly.

### Caution

Check the cord occasionally for any damage. Should this be the case, unplug the charging unit ① immediately and take it to a Braun Service Centre. Your Braun Service Centre will replace the complete charging unit (free of charge within the guarantee period); the charging unit cannot be repaired for safety reasons.

A damaged or non-functioning unit may no longer be used.

### Description

- ① Charging unit
- ② Two screw openings
- ③ Colour rings
- ④ Brushheads
- ⑤ MDrive-shaft
- ⑥ Charge indicator
- ⑦ Switch
- ⑧ Rechargeable power unit
- ⑨ Roll-stop
- ⑩ Charging base

### Specifications

Charging unit: 200 - 240 volts ac (~), 50/60 Hz (without converting), 1 watt. Rechargeable power unit: 2.4 volts, maximum operation time approx. 45 minutes when fully charged.

Your Braun Oral-B Plaque Remover has inductive charging, which eliminates bothersome electrical hazards when in use. Even children will have no problem handling it. It is electrically absolutely safe, waterproof and can therefore be stored in the bathroom without hesitation.

Oscillating brush movements.  
Angle of oscillation approx. 70°.

Before using the first time, charge the power unit: if your voltage is 220 - 240 volts for at least 16 hours.

Notice: When the rechargeable cells are running empty the plaque remover automatically turns off. This protects the rechargeable cells from deep discharging. This signals that the power unit of the plaque remover should be charged.



This product contains nickel-cadmium cells. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection sites provided in your country.

Please, also see the insert «Cell disposal at the end of the useful life of the appliance».

### Wall fastening

Fasten wall plugs and screws in the wall. However, turn screws into wall plugs only so far that screw heads can be stuck into the two openings ② in the back of the charging unit ①. By pulling the charging unit ① down, the screws will be fastened in the two slits over the screw openings ②.

You have to pull out only as much cord from the cord storage as you need to the mains plug.

### Connecting

The charging unit ① can be connected to any voltage outlet – even to shaver sockets – between 220 - 240 volts ac (~) without converting. Place the power unit ⑧, facing the front, on the charging base ⑩.

The green charge indicator ⑥ will light up at 220 - 240 volts, whenever the power unit is inserted and recharging on the plugged-in charging unit. The power unit may warm up somewhat. This has no significance on the unit's operation. Over-charging is impossible. To maintain your plaque remover's full power capacity, the power unit should always be stored in the plugged-in charging unit after use.

**Important:** The power unit ⑧ switches off automatically when placed in the charging unit ① to permit recharging. Make sure that there is electrical power in the

socket when you recharge your power unit. Sockets in mirror cabinets over wash basins or shaver sockets in bathrooms may be without electrical power when the light is turned off.

### Switch

The power unit ⑧ is switched on and off by pressing the circular marking on the blue switch ⑦ (b). When placed in the charging unit, the power unit is automatically switched off. The blue switch is waterproof and can be cleaned under running water.

### Preserving the rechargeable batteries

To maximize the capacity and life of the rechargeable batteries, they should be fully charged (for 16 hours on 220 - 240 volts) before the first use and then fully discharged by using. Then recharge to full capacity again. This discharging/charging procedure should be done every six months.

### Use

After the power unit has been fully charged, attach one of the brushhead ④ to the power unit (a). Before doing so, you may fix one of the coloured rings ③ onto the end of the brushhead. The brushhead must face the same direction as the switch ⑦. The roll-stop ⑨ prevents the power unit ⑧ from rolling off a flat surface.

Before brushing your teeth, rinse your mouth thoroughly and wet the brushhead. You may use regular toothpaste. To avoid splashing,

switch the power unit on after guiding the brushhead to your teeth. Then, move the brushhead along the chewing surfaces of your teeth.

After that, hold the brushhead at a 90° angle and guide it along the outsides and then the insides of your teeth. Be sure to get into the spaces between your teeth as well as along the gumline. The Braun Oral-B Plak Remover will automatically provide the right cleaning action. You do not need to press hard. To thoroughly remove plaque, brush for at least 2 minutes.

After cleaning your teeth, rinse your mouth thoroughly again. During the first few days of using the Braun Oral-B Plaque Remover, your gums may bleed slightly, particularly if they normally tend to do so. After a few days, the bleeding will generally stop. If your gums continue to bleed after 2 weeks, you should see your dentist.

The brushes have soft, end-rounded bristles in order to protect your gums. Clinical tests have shown that the best cleaning effect is achieved by gently moving the brush from tooth to tooth, without exerting pressure. A change in the shape of the brush is normal after use. This is influenced by your individual cleaning technique, but does not affect the efficiency of the brush.

### INDICATOR brushheads

The INDICATOR brushhead (e / I) helps you monitor your brushing performance.

Dentists recommend that you replace any toothbrush every 3 to 4 months, since worn bristles do not clean plaque away as effectively as new ones. With proper brushing, twice a day for two minutes, the green colour will wear half-way down the bristles in this 3 to 4 month period, provided you use toothpaste (e / II).

If the bristles begin to splay before the green colour starts to recede it means that you are exerting too much pressure on your teeth and gums, and wearing out the brushhead too quickly (e / III).

The INDICATOR brushhead helps to improve your brushing performance, thus optimizing exceptional plaque removal and the life of the brushhead.

Replacement brushheads are available at your dealer or Braun Service Centres.

### Cleaning

To maintain the function of the brushhead ④ rinse thoroughly for several seconds with the power unit ⑧ switched on under running water (not warmer than 80 °C) after use (c).

Clean the brushheads and the power unit by simply holding them under running water (d). Wipe the power unit dry. After cleaning place the power unit ⑧ back on the charging base ⑩. The green charge indicator ⑥ will light up at 220 - 240 volts.

Additionally, we recommend soaking the brushheads in a denture cleaner (commercially available) every 2 to 4 weeks to keep them hygienically clean. Proceed according to the manufacturer's use instructions.

Subject to change without notice.

**CE** This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC.

#### **Guarantee**

We grant a 1 year guarantee on the product commencing on the date of purchase.

Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in material or workmanship either by repairing, or exchanging parts or exchanging the whole appliance as we may choose.

Not covered by this guarantee: damage arising from improper use or storage (operation with incorrect current/voltage, plugging it into an unsuitable power point, breakage), normal wear and defects which have a negligible effect on the value or operation of the appliance.

The guarantee becomes void if repairs are under-taken by unauthorized persons and if original Braun parts are not used. The

guarantee only comes into force if the date of purchase is confirmed by the dealer's stamp and signature on the guarantee card and registration card.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor and where no import restrictions or other legal regulations hinder or prevent service being given under guarantee.

Service under the guarantee does not affect the expiry date of the guarantee. The guarantee on parts or entire appliances which are exchanged ends when the guarantee on this appliance expires.



In the event of a claim under this guarantee, hand in the complete appliance (recharger and rechargeable power unit) with the valid guarantee card to your dealer, or send both to the nearest Braun Customer Service Centre.

All other claims including for damages resulting from this guarantee are excluded unless our liability is legally mandatory.

Those claims arising out of the sales contract with the vendor are not affected by this guarantee.

#### **For UK only:**

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.



## Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Gerät viel Freude.

Braun Oral-B Plak Control wurde mit namhaften Zahnmedizinern zur täglichen Zahnpflege entwickelt, um Plaque gründlich von den kritischen Stellen Ihrer Zähne zu entfernen. Plaque ist der bakterielle Zahnbelag, der zu Zahnstein, Parodontitis und Karies führt, wenn er nicht gründlich entfernt wird.

## Vorsicht

Prüfen Sie gelegentlich, ob das Netzkabel Schadstellen aufweist. Sollte dies der Fall sein, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker und bringen Sie das Ladeteil ① zum nächsten Braun Kundendienst. Dieser tauscht das komplette Ladeteil um (im Garantiefall kostenlos), da das Ladeteil aus Sicherheitsgründen nicht repariert werden kann. Ein beschädigtes oder defektes Ladeteil darf nicht mehr benutzt werden.

## Gerätebeschreibung

- ① Ladeteil
- ② Zwei Schraubenöffnungen
- ③ Farbringe
- ④ Aufsteckbürsten
- ⑤ Motorwelle
- ⑥ Kontroll-Lampe
- ⑦ Schalter
- ⑧ Motorteil
- ⑨ Anti-Rollvorrichtung
- ⑩ Ladesockel

## Technische Daten

Ladeteil: 200 - 240 Volt Wechselspannung (~), 50/60 Hz (ohne Umschaltung), 1 Watt Leistungsaufnahme. Motorteil: 2,4 Volt, Betriebsdauer ca. 45 Minuten mit einer vollen Ladung.

Durch den Akku-Betrieb entfällt beim Zähneputzen das störende Kabel, und die Handhabung ist auch für Kinder problemlos. Der Braun Oral-B Plak Control hat Induktionsladung und ist elektrisch absolut sicher.

Er kann, da er wasserdicht ist, ohne Bedenken im Bad aufbewahrt und verwendet werden.

Oszillierende Bürstenbewegung. Oszillationswinkel ca. 70°.

Vor dem ersten Gebrauch bei 200 - 240 Volt mindestens 16 Stunden laden.

Hinweis: Bei leer werdenden Akkus schaltet der Plaque-Entferner automatisch ab. Durch dieses Verfahren sind die Akkus gegen Tiefentladung geschützt. Motorteil des Plaque-Entferners aufladen.



Dieses Gerät enthält Nickel-Cadmium-Akkus. Im Interesse des Umweltschutzes bitte am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Eine Entsorgung kann über eine Braun Kundendienststelle oder entsprechende Sammelstellen – nach nationalen Vorschriften – erfolgen. Siehe bitte auch die Beilage «Akku-Entsorgung nach dem Ende der Lebensdauer des Gerätes».

### Gerätehalterung

Befestigen Sie bitte Dübel und Schrauben in der Wand. Drehen Sie jedoch die Schrauben nur so weit ein, daß Sie die Schraubenköpfe in die beiden Schraubenöffnungen ② auf der Rückseite des Ladeteils ① einsetzen können. Durch Herunterziehen des Ladeteils rasten die Schrauben in den beiden Schlitzfenstern über den Schraubenöffnungen ② ein.

Sie müssen nur so viel Kabel aus dem Kabelstauraum herausziehen, wie Sie bis zur Steckdose benötigen.

### Anschließen

Das Ladeteil ① können Sie ohne vorherige Umschaltung an jede Netzspannung zwischen 220 - 240 Volt Wechselspannung (-) anschließen, auch an Rasierersteckdosen.

Das Motorteil ⑧ setzen Sie mit der Schalterseite ⑦ nach vorn auf den Ladesockel ⑩.

Die Kontroll-Lampe ⑥ leuchtet bei 220 - 240 Volt immer grün, wenn das Motorteil sich im ans Netz angeschlossenen Ladeteil befindet und geladen wird. Das Motorteil erwärmt sich im Ladeteil leicht, was jedoch ohne Bedeutung ist. Ein Überladen ist nicht möglich. Um die volle Kapazität des Motorteils zu erhalten, sollten Sie das Motorteil stets im angeschlossenen Ladeteil aufbewahren.

**Wichtig:** Das Motorteil ⑧ schaltet sich im Ladeteil ① automatisch aus, um eine Ladung zu ermöglichen.

Überzeugen Sie sich davon, daß die Steckdose, an der Sie Ihren Braun Oral-B Plak Control laden, stets Strom führt. Bei Spiegelschränken mit Rasierersteckdosen kann die Stromzufuhr unterbrochen werden, wenn die Beleuchtung ausgeschaltet wird.

### Schalter

Der Schalter ⑦ dient zum Ein- und Ausschalten des Motorteils ⑧. Er wird durch Drücken in die Ringmarkierung der blauen Kunststoffabdeckung betätigt (b). Im Ladeteil schaltet sich das Gerät automatisch aus. Die blaue Kunststoffabdeckung ist wasserdicht und kann unter fließendem Wasser abgespült werden.

### Akku-Pflege

Um die volle Ladekapazität der Akkus zu erhalten, sollten diese zu Anfang voll aufgeladen (16 Stunden bei 220 - 240 Volt) und durch Benutzen entleert werden. Danach wieder vollständig aufladen. Diesen Lade-/Entladevorgang alle 6 Monate wiederholen.

### Benutzung

Nach der ersten Vollladung setzen Sie eine der Aufsteckbürsten ④ auf das Motorteil (a). Vorher können Sie jedoch einen der Farbringe ③ auf das untere Ende der Aufsteckbürste drücken. Die aufgesetzte Bürste muß mit den Borsten zum Schalter ⑦ zeigen.

Die Anti-Rollvorrichtung ⑨ verhindert das Wegrollen des Motorteils ⑧ auf ebener Fläche.

Spülen Sie vor dem Zähneputzen den Mund und feuchten Sie die Bürste an. Sie können Zahnpasta Ihrer Wahl verwenden. Um ein Verspritzen zu vermeiden, schalten Sie das Motorteil erst ein, nachdem Sie die Bürste an die Zähne geführt haben. Führen Sie die Bürste zuerst über die Kauflächen Ihrer Zähne, dann im Winkel von ca. 90° an den Außenseiten der Zähne entlang und anschließend an den Innenseiten, ebenfalls im Winkel von ca. 90°. Achten Sie darauf, daß Sie auch die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischsaum bürsten. Der Braun Oral-B Plak Control sorgt für die richtige Putzbewegung.

Sie brauchen beim Zähneputzen nicht fest aufzudrücken. Zur gründlichen Plaque-Entfernung sollten Sie Ihre Zähne mindestens 2 Minuten lang putzen. Spülen Sie nach der Reinigung den Mund kräftig aus.

In den ersten Tagen der Verwendung Ihres Braun Oral-B Plak Control kann es bei dafür disponiertem Zahnfleisch zu leichtem Zahnfleischbluten kommen, was jedoch in der Regel nach einigen Tagen verschwindet. Falls das Zahnfleischbluten länger als zwei Wochen anhält, sollten Sie Ihren Zahnarzt aufsuchen.

Die Bürstenköpfe sind zur Schonung des Zahnfleisches mit weichen, endgerundeten Borsten bestückt. Klinische Tests haben eindeutig gezeigt, daß eine optimale Zahnreinigung zu erzielen ist, wenn das Gerät ohne Druck

sanft von Zahn zu Zahn geführt wird. Eine leichte Deformation des Borstenfeldes durch Gebrauch ist normal und wird von Ihrer individuellen Putztechnik beeinflusst. Sie beeinträchtigt die Putzwirkung nicht.

### INDICATOR Aufsteckbürsten

Die INDICATOR Aufsteckbürste (e / I) hilft Ihnen, die Putzleistung zu überwachen.

Zahnärzte empfehlen, den Bürstenaufsatz alle 3 bis 4 Monate zu erneuern, da verbrauchte Bürsten den Zahnbelag (Plaque) nicht so wirkungsvoll entfernen wie neue. Bei richtigem zweimal täglichem Putzen wird die grüne Farbe am Bürstenaufsatz in 3 bis 4 Monaten bis auf die halbe Höhe zurückgehen, vorausgesetzt, daß Sie Zahnpasta verwenden (e / II).

Wenn sich die Borsten verformen, bevor sich die grüne Farbe zurückzieht, bedeutet dies, daß sie zu starkem Druck auf Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch ausüben, was zum vorzeitigen Verschleiß des Bürstenkopfes (e / III) führt.

Der INDICATOR hilft Ihnen, Ihr Zähneputzen so zu verbessern, daß Sie die Plaque-Entfernung und Lebensdauer Ihres Bürstenaufsatzes auf außergewöhnliche Weise optimieren.

Ersatz-Aufsteckbürsten sind im Fachhandel oder beim Braun Kundendienst erhältlich.

### Säubern

Um die hygienische Funktion der Aufsteckbürsten ④ zu erhalten, spülen Sie diese nach jedem Gebrauch gründlich unter warmem fließendem Wasser (nicht über 80 °C). Dabei sollte das Motorteil ⑧ eingeschaltet sein (c).

Bürste und Motorteil spülen Sie einfach unter fließendem Wasser (d). Wischen Sie das Motorteil kurz ab. Setzen Sie das Motorteil ⑧ nach dem Säubern wieder auf den Ladesockel ⑩. Die Kontroll-Lampe ⑥ leuchtet grün auf (nur bei 220 - 240 Volt).

Zusätzlich empfiehlt es sich, die Aufsteckbürsten ④ alle 2 Wochen in einer Zahnprothesen-Reiniger-Lösung zu reinigen, um die Aufsteckbürsten in hygienisch einwandfreiem Zustand zu erhalten. Verfahren Sie dabei nach den Angaben des Herstellers des Zahnprothesen-Reinigers.

Änderungen vorbehalten.



Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG).

### Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – **nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer** – eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch

Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Betrieb mit falscher Stromart/ Spannung, Anschlüsse an ungeeignete Stromquelle, Bruch) zurückzuführen sind, normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.

Bei Eingriffen nicht von uns autorisierter Stellen oder bei Verwendung anderer als original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte und der Registrierkarte bestätigt ist. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird.

Im Garantiefall senden Sie bitte das vollständige Gerät (Ladeteil und Motorteil) mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer autorisierten Servicehändler oder an eine Braun Kundendienststelle. Die Anschriften für Deutschland können Sie zum Ortstarif unter der Rufnummer 0180 / 2 34 92 37 erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit unserer Braun Infoline auch für weitere Fragen zu unseren Produkten gern zur Verfügung.